

ZEMO VML-GK1 & -GK2



ZEMO VML-GK2:
zugelassen als
1+ Kartenleser
(vorbereit. f. Stufe II eGK)
Förderfähig
mit 280,- € durch die
KV bis 30.09.2011

**Bereits bei über 6.000
zufriedenen Arztpraxen
im Einsatz!**

Abbildung: Maßstabsgetreu
Farbe: Weiß mit Inlay in
gebürsteter Edelfstahloptik

Mobile Chipkartenleser für Krankenversichertenkarten

+ eGK (Gesundheitskarten)

Neu! VML-GK-Arztbüro Formulardrucklösung für Hausbesuche und Notdienste



Lieferbar ab Mai 2011

Einfach. **Optimal.**
ZEMO VML
Primus inter pares.

- Großes, beleuchtetes 8 zeiliges Grafik-Display (später notwendig für die Anzeige der Notfalldaten der eGK!)
- Längste Batterielaufzeit (bis 30.000 Steckzyklen / 1 Jahr Standby)
- Zusatz-Pufferbatterie für Datumserhalt
- Formulardruck per kompatiblen Drucker möglich
- als stationäres Lesegerät nutzbar (ohne Umstellung)
- Vorbereitet f. eGK Stufe II: (GK1 per HW-Upgr. / GK2 per Softw.)
- Einfach anzuschließen und leicht zu bedienen
- getestet mit allen führenden Praxisprogrammen

Zulassungen für:

Krankenversichertenkarte: TÜVIT: KVT-Mobil elektronische Gesundheitskarte: ZEMO VML-GK1: Ausbaustufe1 ZEMO VML-GK2: Ausbaustufe1+ (migrationsfähig)

Einfach. **Optimal.** ZEMO VML-GK1 & -GK2

Die mobilen Chipkartenleser für Ihre Notdienste und Hausbesuche


Das ZEMO VML-GK1 und -GK2 sind das Ergebnis unserer langjährigen Forschung und Erfahrung mit mobilen Kartenlesern. Das Ziel unserer Entwicklung war ganz einfach: Maximaler Nutzen für die Praxis. Die ZEMO VML-GK-Serie steht hierbei für einfache Handhabung, Zuverlässigkeit, modernste Technik, sinnvolle Funktionalitäten und Zukunftsorientierung. Dies macht sie zum Primus inter pares.

▶ Varianten: GK1/GK2




Das ZEMO VML-GK2 verfügt auf der Rückseite über eine zusätzliche Leseinheit. Diese ist erst für eine 2. Stufe der Gesundheitskarte notwendig. Das VML-GK1 kann hierfür später nachrüstet werden.

Display.



Optimaler Überblick: Auf dem großen, beleuchteten Grafik-Display sehen Sie die wichtigsten Patienteninformationen sofort (wie für die Diskettenabrechnung verwendet). Auch der Batteriestand wird angezeigt.

Notfalldaten.



Die ZEMO VML-GK Lesegeräte verfügen über das, für die Anzeige künftiger Notfalldaten erforderliche, 8-zeilige Grafikdisplay. (Anmerkung: Die Funktionalität zur Anzeige von Notfalldaten ist für die 2. Stufe der Gesundheitskarte geplant.)

Ergonomie.




Durch die schlanke Bauform mit abgerundeten Ecken ist das Lesegerät angenehm zu halten und bequem mit einer Hand zu bedienen.

Patientensuche.




Durch die integrierte alphabetische Namenssuchfunktion oder chronologische Sortierung finden Sie die gesuchten Patienten sofort.

Umwelt & Energie.



Durch das umweltbewusste Energiemanagement ist unser Gerät besonders stromsparend (bis zu 30.000 Steckzyklen mit einem Batteriesatz). Datenerhalt auch bei leerer Batterie.

Pufferbatterie.



Der Datumsbaustein unseres Lesegerätes wird durch die Hauptbatterien gespeist. Sollten diese jedoch leer sein, läuft das Datum und die Uhrzeit bis zu 2 Jahre (durch die Pufferbatterie) weiter. Dadurch ist **sichergestellt**, dass die **Chipkarten** zum **korrekten Datum gespeichert** werden!

Zukunftssicher.



Alle Krankenversichertenkarten und auch die neue Gesundheitskarte (Basisrollout) können gelesen werden. Migration auf 2. Stufe Gesundheitskarte: GK1: Hard + Software-Update GK2: Softwareupdate (Eine endgültige Spezifikation liegt hierfür nicht vor.)

Formulardruck.



Sie können u.a. Epson Nadel-drucker entweder seriell oder über den Seriell-Parallel-Adapter anschließen. So können Sie direkt Kassen-Formularköpfe bedrucken.

Stationär.



Es läßt sich ohne Umstellung auch als stationärer Leser betreiben. Die Stromversorgung erfolgt hierbei über den PC (USB-Anschluss-Kabel).

Technische Daten:

Maße: 15,5 x 6,2 x 2,5 cm
Gewicht: 182g (incl. Batterien)
Display: 5 x 3 cm Grafikdisplay mit Hintergrundbeleuchtung

Speicher: 200 Karten
Batterien: 2 x 1,5V Mignon (AA)
Farbe: weiß/silber
Anschluß: USB, optional RS232 Kabel
GK1: Leser: 1 Fullsize + 2 SIM
GK2: Leser: 2 Fullsize + 2 SIM

Lieferumfang:

1 ZEMO VML-GK1 o. -GK2 Kartenleser, 1 Handbuch, 1 USB-Anschlusskabel, 2 AA-Batterien, Treiber-CD

Optional:

VML-GK-Seriell-Kabel, VML-GK-Parallel-Adapter

