


CARD STAR/medic2 seriell – zum Beispiel mit Medistar

Installieren Sie zunächst das CARD STAR/medic2 über die im Lieferumfang enthaltene Treiber-CD auf Ihrem Rechner. Schließen Sie das medic2 mit dem **seriellen Kabel** an Ihren PC an:




Öffnen Sie **Medistar** und geben Sie oben in das gelbe Eingabefeld die Buchstaben **IDN** ein:




Es öffnet sich das Fenster **Dateinamen**.


Geben Sie bei **Schnittstelle KVK-Leser** ein (mit der Zahl 0) und klicken Sie auf **ok**




Klicken Sie im Medistar Menü oben links auf „**Index**“ und anschließend auf „**Installation**“



Wählen Sie hier den Menüpunkt „eGK“ und „Kartenterminal konf“



Es öffnet sich das Fenster Kartenterminal konfigurieren. Wählen Sie hier das Celelectronic CARD STAR medic/2 seriell. Geben Sie bei Port die 1 ein und klicken Sie auf **OK**



Testen Sie nun das Einlesen einer Patientenkarte indem Sie rechts auf den Button „**Chipkarte**“ klicken. Führen Sie eine Patientenkarte in den **vorderen** Kartenslot des CARD STAR/medic ein (Chip zu Ihnen gerichtet). Der Datensatz wird dann in Medistar angezeigt.

