


eHealth-BCS-Terminal CARD STAR/medic2 über USB am Beispiel von Turbomed

Wenn das CARD STAR/medic2 über USB an den Rechner angeschlossen wird, muss zunächst der USB-Treiber mittels der im Lieferumfang enthaltenen Support-CD installiert werden. Das Terminal muss auf USB-Betrieb umgestellt werden, da es standardmäßig in der Einstellung „serieller Betrieb“ ausgeliefert wird.


Im Praxisprogramm müssen ebenfalls einige Einstellungen vorgenommen werden.

CARD STAR/medic2 mit Turbomed:


Wählen Sie im Programmmenü von Turbomed die Menüpunkte Sonstiges/ eGK/ Lesegerät ohne Konnektor:




Wählen Sie per Mausklick „Hinzufügen“




Wählen Sie hier das Gerät EL-ME CARD STAR/medic2




Bestätigen Sie dieses Fenster mit OK“. An der Gerätenummer nehmen Sie keine Veränderungen vor




Versichertenstammdaten an Turbomed übertragen:




Menüpunkt „Neu mit KVK“ aufrufen



KVK/eGK in den Slot des CARD STAR/medic2 einführen:



Bitte KVK/eGK aus dem CARD STAR/medic2 entnehmen



Die Versichertenstammdaten werden angezeigt:

