

## Geschäftsbereich eHealth/ Service

### Anleitung zu CCV Celectronic eHealth-Terminals

CCV Celectronic CARD STAR/medic2 –Einstellung für OKI ML5100



Folgende Einstellungen sind am CARD STAR/medic2 vorzunehmen, wenn das Gerät direkt mit einem OKI ML 5100 verbunden wird:

Drücken Sie am **Terminal** nacheinander die Tasten F und 0.

Es erscheint die Anzeige **Einstellungen**.

Bestätigen Sie die Auswahl mit der **grünen** Taste.

Es erscheint Einstellungen **KVK/eGK** auf dem Display.

Drücken Sie erneut die **grüne** Taste

Auf dem Display steht nun **Druckumfang**.

Drücken Sie **einmal** die **Pfeiltaste unter C, unterhalb des Displays**

Auf dem Display steht nun **Druckertyp**.

Drücken Sie nochmals **die Pfeiltaste unterhalb des Displays unter dem Buchstaben C** bis der Drucker **OKI ML5100** erscheint.

Bestätigen Sie wieder mit der **grünen** Taste.

Drücken Sie nun 2 Mal die **rote x Taste** bis wieder **Betriebsbereit** erscheint.

Nun ist der Drucker korrekt ausgewählt und der Druck sollte einwandfrei funktionieren.

**VIA DA VINCI.dialog GmbH**

Abt. Service