

Praxis

## Bestellformular Orga 6141 online Lieferung ab jetzt!

**Sie sind bereits an die TI angeschlossen und benötigen nun weitere Lesegeräte?**



Komplettpaket:  
 Stationäres Kartenterminal Orga 6141 online, inklusive der  
 gSMC-KT für den Anschluss an die Telematikinfrastruktur.

Artikel 60221: Orga 6141 online\*  
 Verkaufspreis inkl. Mwst.: 593,81 Euro

Artikel 60223: gSCM-KT Karte  
 Verkaufspreis inkl. Mwst.: 70,21 Euro



Gewünschte Anzahl: \_\_\_\_\_

\*Lieferkosten: Die Lieferung erfolgt gemäß den Vorgaben der sicheren Lieferkette.  
 Die Kosten sind gestaffelt und abhängig von der Anzahl der Geräte.  
 1 Gerät: 42,84 Euro - 2 Geräte: 44,63 Euro - 3 Geräte: 46,89 Euro (Angaben inkl. Mwst.)



Der Ausfall eines Orga 6141 online kann zukünftig viel Zeit und Geld kosten.

Mit unseren **Reinigungskarten** halten Sie den Kartenslot frei von Schmutzpartikeln die durch Patientenkarten in den Slot gelangen und die Kontakte verschmutzen.

Reinigen Sie den Kartenslot einmal wöchentlich mit unserer Reinigungskarte.  
 Diese Karte können Sie zwölf Mal verwenden.

Artikel 110035: eHealth-Starter Set Reinigungskarte  
 Verkaufspreis inkl. Mwst.: 13,90 Euro

separate Lieferung - Versandkostenfrei

Gewünschte Anzahl: \_\_\_\_\_

### Meine Bestellung

#### Rechnungs-/ Lieferanschrift:

Praxis/Name: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Anschrift: \_\_\_\_\_

PLZ/ Ort: \_\_\_\_\_

#### Wichtig:

Rücknahme ausgeschlossen!  
 Verbindung zum Konnektor notwendig!  
 Fachkenntnisse erforderlich!

Telefon: \_\_\_\_\_

E-Mail: \_\_\_\_\_

Datum/ Unterschrift: \_\_\_\_\_

Bitte Seite 2 ebenfalls unterschrieben zurück senden!

## Wichtige Informationen zur Bestellung eines ORGA 6141 Online

Das ORGA 6141 online kann ausschließlich über LAN an einen Konnektor angeschlossen werden. Bestellen Sie dieses Gerät daher nur, wenn bereits ein Konnektor installiert wurde. Zusätzlich zu jedem ORGA 6141 online benötigen Sie eine gSMC-KT Karte, die in einen der Slots des Lesegerätes gesteckt wird und dort verbleibt. Die Karte können Sie auf **diesem Bestellformular** mit bestellen.

Das ORGA 6141 online muss mit dem Konnektor gepaart werden. Dafür sollten Sie sich fachmännische Hilfe holen. Bitte wenden Sie sich an den IT Fachmann, der den Konnektor bei Ihnen installiert oder dementsprechende Expertise hat. VIA DA VINCI kann diesbezüglich keinen Support leisten, da die Zugangsdaten zum Konnektor vorliegen müssen.

Das ORGA 6141online darf gemäß BSI (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik) nur über die **sichere Lieferkette** versandt werden, damit Manipulationen ausgeschlossen sind.

Bevor das Terminal über die **sichere Lieferkette** versandt wird, erhalten Sie ein Lieferavis per Einschreiben. Das Lieferavis berechtigt Sie zur Entgegennahme des Terminals durch den Versanddienstleister TNT. Kann das Lieferavis von der Deutschen Post nicht zugestellt werden, verweilt es 7 Tage im Postamt zur Abholung. Sollte das Einschreiben vom Empfänger nicht abgeholt werden, geht das Lieferavis an den Absender zurück. In diesem Falle muss der Auftrag **neu generiert** werden.

Das Paket wird nur gegen Vorlage des Lieferavis ausgehändigt. Sollte bei Anlieferung des Gerätes kein Lieferavis vorliegen, wird die Sendung an das sichere Lager retourniert. Für eine erneute Anlieferung muss der Auftrag neu generiert werden. Die Kosten für die Lieferung über die sichere Lieferkette werden dem Empfänger ein **zweites Mal** in Rechnung gestellt.

Die Versandkosten für die sichere Lieferkette entnehmen Sie bitte dem Bestellformular.

Die Rückgabe eines ausgelieferten ORGA 6141 online ist aufgrund der Bedingungen der sicheren Lieferkette **nicht möglich**.

Ich bestätige, dass ich diese Informationen gelesen habe

Datum:

Unterschrift:

---